

SYMBIA 08°

POSTURE CUSHION COUSSIN POSTURAL

MAJ: 2023/02

Soulagement lombaire

Positionner correctement les jambes avec les genoux plus élevés provoque une rotation du bassin, ce qui étire le bas du dos et soulage les tensions.

Soutien des jambes

Une élévation des jambes à une hauteur précise et un angle défini, assure au corps une posture reposante tout en allégeant la pression sur les articulations sensibles.

Circulation sanguine

Un retour sanguin vers le corps assure un bon fonctionnement du système circulatoire, permettant entre autres d'éviter d'avoir les jambes enflées, froides ou engourdis.

Nerf sciatique dégagé

Une posture adéquate des jambes disperse la pression et le flux sanguin, réduisant ainsi l'inflammation du nerf sciatique et la douleur inconfortable.



SPÉCIFICATIONS

Utilisation

Pour un appui maximal de la région sacro-lombaire, placer le côté le plus élevé sous les genoux. Pour améliorer la circulation sanguine, placer le côté le plus bas sous les genoux. Tant pour le sommeil que pour la détente, la durée de l'utilisation varie selon les besoins de chacun.

Régions soutenues

Genoux – Mollets – Talons

Mesures

Largeur 20 pouces / Longueur 22 pouces / Hauteur 5.5 pouces
Angle d'inclinaison : 08°

Composition

Structure de support : Mousse polyuréthane haute densité
Couche confort : Mousse viscoélastique (mousse mémoire) haute densité, infusée de gel.

Recouvrements

NOIX DE COCO : La noix de coco est une fibre textile au confort inégalé, antibactérienne et hypoallergénique et elle respire et absorbe l'humidité, ce qui diminue les effets de chaleur nocturne.

Entretien

La housse en noix de coco est lavable à la machine (eau froide). Séchage à plat recommandé. Ne pas repasser ou laver avec du javellisant. Des housses de remplacement sont disponibles auprès de votre détaillant.

Garantie

Orthex Canada inc. garantit votre coussin postural pour une période de cinq ans à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication ou de matériel. Si celui-ci est trouvé défectueux par Orthex, il sera remplacé par le même modèle ou équivalent.

ASTUCES

Pourquoi si gros?

Les dimensions doivent assurer aisance en plus des résultats.

Les clients aiment choisir

Essayez les différentes marques pour faire le bon choix.

ORTHEX Canada inc.
4448 Grande-Allée
Boisbriand (Qc) J7H 1R9
1.855.818.8482 | info@orthex.ca

ORTHEX
LE CONFORT INNOVÉ