

SUPERTRAPEZE™

Le SuperTrapeze est un accessoire complémentaire du SuperPole, rehaussant sa fonctionnalité afin d'inclure également un soutien au lit. Alors que le SuperPole et la SuperBar vous aident à entrer et à sortir du lit, le SuperTrapeze vient à la rescousse pour les mouvements les plus difficiles, notamment le transfert de la position couchée à la position assise dans le lit. Il fait appel à deux rails décalés visant à permettre une meilleure utilisation de la force des bras et un confort accru. Par ailleurs, il peut facilement être maintenu à l'écart lorsqu'il n'est pas utilisé.




CARACTÉRISTIQUES

Portée de la sangle	29 po
Longueur du bras d'appui	17 po
Matériau	Acier allié
Fini	Enduit blanc antimicrobien (PCW)
Code (capacité de poids)	STP-S (*300 lb) <i>SuperPole avec SuperTrapeze</i> STP-AK <i>Trousse SuperTrapeze</i>

*La valeur de 300 lb correspond à le SuperPole. Pas plus de 150 lb de pression doit être exercée sur le système de trapèze.

Installez
vous-
même

DIMENSIONS DU PRODUIT



ACCESSOIRES D'INSTALLATION - SUPERTRAPEZE

Plaque murale à rallonge pour plafond

Consultez la page 5

e2 - Montage pour plafond

Consultez la page 7