

Siège de toilette surélevé avec ou sans couvercle

- Ajoute à la hauteur du siège de toilette, réduisant ainsi l'effort de flexion
- Deux grandes coupes périnéale facilitent l'hygiène personnelle
- Conçu afin de s'adapter à la plupart des toilettes, les vis d'ajustement rendent l'enlèvement et l'ajustement rapide
- S'attache facilement à la cuvette et se verrouille en place avec deux pinces à l'arrière
- Disponible avec ou sans couvercle, en trois hauteurs: 2", 4" et 6"
- Aucun outil requis
- Facile d'entretien : Aucune fente permettant l'accumulation de la saleté.

Couleur : blanc

Capacité de poids: 500 Lbs.

Garantie à vie limitée.

NUMÉRO D'ARTICLE

- RTS6602 – 2" sans couvercle 6/cs
 RTS6602L – 2" avec couvercle 6/cs
 RTS6604 – 4" sans couvercle 4/cs
 RTS6604L – 4" avec couvercle 4/cs
 RTS6606 – 6" sans couvercle 2/cs
 RTS6606L – 6" avec couvercle 2/cs
 RTS6600SC – Vis de remplacement 2/pr



Caractéristiques

Numéro d'article	Largeur du siège	Profondeur du siège	Hauteur du siège	Largeur du trou central	Longueur du trou central	Poids unitaire	Poids par caisse	Capacité de poids
RTS6602/ RTS6602L	14"	15"	2"	8.5"	11"	2.2 / 3.1 lbs	21.4 / 26.4 lbs	500 lbs
RTS6604/ RTS6604L	14"	15"	4"	8.5"	11"	2.4 / 3.4 lbs	18.1 / 19.8 lbs	500 lbs
RTS6606/ RTS6606L	14"	15"	6"	8.5"	11"	3.3 / 4.4 lbs	10.1 / 11.8 lbs	500 lbs

Équipements & Autonomie

Fabriqué et distribué fièrement par:

Pro-Aide Medic

11 ch. de l'Étang

Lac Beauport, Qc

G3B 2G8

Tel: 418-955-8325

Fax: 418-849-5992

pro-aidemedic@uniserve.com