

MAXI 500

LÈVE-PATIENT



- Capacité de levage maximum de 500 lbs (227 kg), peut transférer un grand pourcentage de résidents.
- Berceau mobile disponible à 2 points d'attaches (boucles de fixation) ou le Système de Positionnement Dynamique ARJO (4 points d'attaches à clips de fixation) permettant au MAXI 500 d'utiliser le systèmes de toiles BHM, Medi-Man et/ou ARJO.
- Le système de commande innovateur ARJO avec indicateur de charge de batterie et minuterie de service est un indicateur précis de l'utilisation totale de l'appareil.
- Nouvelle télécommande ergonomique et résistante.
- Comprend un jeu de 2 batteries interchangeables et un chargeur mural pour un fonctionnement de 24 heures sur 24.
- Le châssis motorisée est standard pour éliminer tout effort physique du soignant.
- Poignées de déplacement ergonomique réduisant le risque de blessures au soignant.
- Nouvelle roues très maniables assurant des déplacements sans effort.
- Commandes doubles permettant au soignant de faire fonctionner le lève-patient avec ou sans télécommande.
- Le pèse-personne est monté sur le bras de levage pour une utilisation simple, sécuritaire et pour maximiser la hauteur du levage.
- Fonction de démarrage et d'arrêt progressifs augmentant le confort et la collaboration du résident.
- Les gaines de protection du châssis sont remplaçables pour conserver le lève-patient propre et attrayant.
- Conforme à la norme CSA Standard CAN/CSA-Z10535-03 – *Hoists for the transfer of disabled persons – Requirements and Test Methods (Appareils de levage pour personnes handicapées – Exigences et méthodes de test)*.



Système de commande ARJO innovateur



Nouvelle télécommande ergonomique et résistante




Système de Positionnement Dynamique ARJO (toiles à 4 points d'attaches à clips de fixation) disponible

ARJOHUNTLEIGH

GETINGE GROUP ...with people in mind

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT


Dimensions du produit



Poids total du lève-patient (sans les batteries) :	53 kg (116,6 lb)
A – Hauteur hors tout du lève-patient :	Min. : 1 334 mm (52,5 po) Max. : 2 072 mm (81,6 po)
B – Hauteur de levage aux points de connexion :	Min. : 624 mm (24,6 po) Max. : 1876 mm (73,6 po)
C – Portée de levage du point de suspension central :	Min. : 493 mm (19,4 po) Max. : 308 mm (12,1 po)
D – Point de suspension central à partir de la fin du châssis :	Min. : 332 mm (13,1 po) Max. : 536 mm (21,1 po)
E – Longueur totale du châssis :	1 196 mm (47,1 po)
H – Largeur totale du châssis externe :	Min. : 667 mm (26,3 po) Max. : 1 013 mm (39,9 po)
I – Largeur totale du châssis interne :	Min. : 517 mm (20,4 po) Max. : 923 mm (36,3 po)
Hauteur du châssis :	111 mm (4,4 po)
Dégagement du châssis au sol	41 mm (1,6 po)

Galerie des Résidents

Le lève-patient MAXI 500 convient à Doris et Emma



D Doris, qui est incapable de se supporter elle-même

E Emma est confinée au lit et presque totalement dépendante

Pour de plus amples renseignements sur La Galerie des Résidents, veuillez contacter Arjo.

ARJOHUNTLEIGH ...with people in mind
GETINGE GROUP

ArjoHuntleigh Canada Inc
90 Matheson Blvd West
Suite 300
Mississauga, Ontario L5R 3R3
CANADA
Phone: 800-665-4831
Info.Canada@ArjoHuntleigh.com

MEMBRE DU GROUPE GETINGE