

Hoyer® Journey



Notre nouveau lève-personne Journey est ultra compact, portable et pliant il est premier de classe pour la fonctionnabilité. Compact et léger il permet l'utilisation dans des endroits restreints et se plie pour un entreposage facile.



Avantages

- Léger
- Pliant et compact
- Plateau étroit (pour fauteuil roulant 16")
- Grande amplitude d'ajustement du support à genoux
- 2 batteries et chargeur indépendant
- Fourchette ajustable (pour attacher la toile)
- Indicateur de niveau de charge
- Ouverture des pattes souple et facile

Spécifications	Impérial	Métrique
Charge de Fonctionnement Sécuritaire.....	341 lbs	155 kgs
Longueur Hors Tout Maximum.....	39.4"	1000 mm
Longueur Hors Tout Minimum.....	36.8"	935 mm
Hauteur Hors Tout Maximum.....	63.0"	1600 mm
Hauteur Hors Tout Minimum.....	44.5"	1130 mm
Hauteur Maximum de la Barre d'Écartement.....	60.2"	1530 mm
Hauteur Minimum de la Barre d'Écartement.....	28.4"	720 mm
Rayon de Braquage.....	45.1"	1145 mm
Pattes Ouvertes: Largeur Externe.....	38.2"	970 mm
Pattes Ouvertes: Largeur Interne.....	34.5"	875 mm
Pattes Fermées: Largeur Externe.....	27.0"	685 mm
Pattes Fermées: Largeur Interne.....	22.2"	590 mm
Point le Plus Large (Entre les poignées de support).....	18.8"	475 mm
Hauteur Hors Tout des Pattes.....	4.3"	110 mm
Hauteur libre.....	1.2"	30 mm
Roues Jumelles Avant.....	3.0"	75 mm
Roues Arrière avec Freins.....	4.0"	100 mm

Poids	Impérial	Métrique
Assemblage du Mât, de la Base et de la Potence.....	82.4 lbs	37.4 kg
Système de puissance	6.2 lbs	2.8 kg
Total	88.6 lbs	40.2 kg
Assemblage de la base (sans batteries).....	30.2 lbs	13.7 kg
Mât et Potence (sans batteries).....	42.3 lbs	19.2 kg
Plateau de pieds.....	9.9 lbs	4.5 kg

Protection Contre Les Chocs Électriques

Chargeur - Catégorie II
Lève-Personne - Source d'Alimentation Interne

Degrés de Protection Contre les Chocs Électriques

Chargeur - Type B
Lève-Personne - Type B
Utilisation dans un environnement de: $>+5^{\circ}\text{C}$ $<+40^{\circ}\text{C}$
Utilisation en dehors de cette plage peut affecter le fonctionnement et la sécurité peut être compromise.

Devis Électrique

Batteries - 24 VDC rechargeables, scellées
Capacité de la Pile - 3.2A ampères heures
Entrée Nominale du Chargeur - 100-240v AC 24 VDC 50/60 hz
Sortie Nominale du Chargeur - 29.5VDC, Max 19W