



## SYSTÈME D'AIDE AUX SOINS D'HYGIÈNE ET DE TOILETTE (HTS) DE RIFTON

### THÉRAPEUTES QUI UTILISENT LE SYSTÈME HTS:

Ergothérapeutes et certains physiothérapeutes

Enfants, adultes avec déficience développementale et anciens combattants handicapés

### CONTEXTES D'EMPLOI:

Écoles, centres de jour en adaptation, hôpitaux pour anciens combattants, foyers de groupe, résidences privées

### PRINCIPALE FONCTION DU SYSTÈME HTS:

La recherche a démontré que des soins d'hygiène appropriés contribuent à la santé des enfants. Le système HTS de Rifton favorise une posture vers l'avant naturelle qui est idéale pour offrir des soins d'hygiène efficaces.

Le modèle HTS est polyvalent et simple. Il peut être utilisé sur ou au-dessus d'une toilette ou sans toilette. Il ne requiert aucun outil, ce qui simplifie grandement la tâche du personnel soignant.

- **SUR la toilette**, fixé avec des barres de soutien.
- **AU-DESSUS de la toilette**, fixé à une base mobile ou stationnaire économique.
- **SANS toilette**, avec une base mobile ou stationnaire économique et une bassine.

### ATOUTS DU SYSTÈME HTS:

#### RÉGLAGES SANS OUTIL:

- Inclinaison en place; de 15° vers l'avant – pour le transfert entre position assise et debout et pour les soins d'hygiène – à 15° vers l'arrière pour la douche.
- Angles du dossier (6° vers l'avant pour une position favorable aux soins d'hygiène, 6° vers l'arrière et 18° vers l'arrière pour la douche et le lavage des cheveux)

- Nettoyage réduit – coussin de siège en option avec ouverture à l'arrière et grand écran antiéclaboussure
- Adaptation à la croissance de l'enfant – réglage de hauteur de 152 mm (6 po)
- Profondeur de siège réglable de 76 à 102 mm (3 à 4 po) pour les années de croissance

### DE NOMBREUX RÉGLAGES SONT POSSIBLES PENDANT QUE L'ENFANT EST SUR LA CHAISE.

**TRANSFERTS FACILES ENTRE POSITION ASSISE ET DEBOUT** grâce au repose-pieds relevable et au siège inclinable vers l'avant

**REPOSE-PIEDS POUVANT SUPPORTER 150 LB** pour les transferts sur une marche

**TRANSFERTS LATÉRAUX FACILES** grâce aux appui-bras amovibles

**TROUSSE DE VOYAGE** – Permet aux enfants d'utiliser les toilettes publiques lors des voyages (formats petit et moyen seulement)

**BASE POUR LA BAIGNOIRE** – Le siège du modèle HTS fixé à une base peut être utilisé dans la baignoire (formats petit et moyen seulement)

### OPTIONS DE BASE POUR LA CHAISE :

**MOBILE** – Avec ou sans l'inclinaison en place

**STATIONNAIRE** – Avec ou sans repose-pieds, conversion possible en chaise mobile ultérieurement

**BARRES DE FIXATION** – Pour retenir le siège et le dossier à la toilette

**FORMATS OFFERTS** : P, M, G

**POIDS MAXIMUM** : 34 kg (75 lb), 68 kg (150 lb), 113 kg (250 lb)