

**Notes**

- Tous les panneaux de couleurs sont inclus.
- Varié selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus. Cette spécification peut varier de (+ ou -) 10%.
- Le poids des batteries n'est pas inclus.
- Etant donné les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de + / - 3%.
- Poids du boîtier de batteries 12Ah : 18 lb.
- Panneaux en plastiques de couleurs durables (non-peints).
- A décharge profonde (AGM ou cellules de gel sont recommandées).
- Poids du boîtier de batteries 18Ah : 28 lb.
- Testé en accord avec les standards ANSI/RESNA, WC Vol 2, Section 4 et ISO 7176-4. Les résultats sont basés sur des calculs théoriques selon les spécifications des batteries ainsi que la performance de la motorisation de l'appareil.

- Incluant lumière avant.
- Le poids des batteries peut varier selon les fabricants.
- Largeur de la base de l'appareil (excluant le siège).
- Ne tient pas compte du dégagement des anti-basculants.
- Incluant le poids du siège standard.
- Offert par la plupart des détaillants mais Pride Mobility® n'offre pas ce type de batteries.
- En option.
- Au châssis central.
- Système de lumières.

# SCOOTERS PRIDE® MOBILITY

## VIVEZ À VOTRE MIEUX

# SOLUTIONS DU DÉBUT À LA FIN



	Go Chair®	Go-Go® Ultra X	Go-Go Elite Traveller®	Go-Go® Sport <sup>10</sup>	Go-Go® LX with CTS Suspension <sup>10</sup>	Go-Go® Folding Scooter <sup>10</sup>	Victory® 10 <sup>10</sup>	Victory® Twin <sup>18</sup>	Victory® LX with CTS Suspension <sup>18</sup>	Celebrity® LR	Celebrity® DX Sport	Pursuit® <sup>18</sup>	Maxima	Pursuit® XL <sup>18</sup>	
<b>PNEUS AVANTS</b>	3" x 6" SOLIDES	2" x 8" SOLIDES (3-R) 2" x 7" SOLIDES (4-R)	2" x 8" SOLIDES (3-R) 2" x 7" SOLIDES (4-R)	3" x 8" SOLIDES (3-R) 3" x 9" SOLIDES (4-R)	2" x 8" SOLIDES (3-R) 2" x 7" SOLIDES (4-R)	1.6" x 7" SOLIDES	3.5" x 10" SOLIDES	DUAL 3" x 9" SOLIDES	3.5" x 10" SOLIDES (PNEUMATIQUES EN OPTION)	4" x 10" PNEUMATIQUES	4" x 10" PNEUMATIQUES	4" x 13" PNEUMATIQUES	3" x 10" SOLIDES	13" PNEUMATIQUES	
<b>PNEUS ARRIÈRES</b>	3" x 9" SOLIDES	2.5" x 8" SOLIDES	2.5" x 8" SOLIDES	3" x 9" SOLIDES	2.5" x 8" SOLIDES	2" x 8" SOLIDES	3.5" x 10" SOLIDES	3.5" x 10" SOLIDES	3.5" x 10" SOLIDES (PNEUMATIQUES EN OPTION)	4" x 10" PNEUMATIQUES	4" x 13" PNEUMATIQUES	4" x 13" PNEUMATIQUES	4" x 10" SOLIDES	13" PNEUMATIQUES	
<b>VITESSE MAXIMALE<sup>2</sup></b>	JUSQU'À 3.7 MPH	JUSQU'À 4 MPH	JUSQU'À 4 MPH	JUSQU'À 4.7 MPH	JUSQU'À 4.4 MPH	JUSQU'À 4 MPH	JUSQU'À 5.25 MPH	JUSQU'À 5.25 MPH	JUSQU'À 5.6 MPH	JUSQU'À 6.5 MPH	JUSQU'À 9.5 MPH	JUSQU'À 8 MPH HD: JUSQU'À 6.25 MPH	JUSQU'À 5.25 MPH	JUSQU'À 8.5 MPH	
<b>DÉGAGEMENT AU SOL<sup>4,13,17</sup></b>	1.6" AUX ANTI-BASCULES 1.9" AU CHÂSSIS	2.25" AU CHÂSSIS CENTRAL 1.25" SOUS LE MOTEUR	2"	3" AU CHÂSSIS CENTRAL 1.5" SOUS LE MOTEUR	1.5" AU CHÂSSIS	2.3"	3" AU CHÂSSIS CENTRAL	3" AU CHÂSSIS CENTRAL	2.2" SOUS LE MOTEUR	2"	4.25"	4.5"	4.25" 3-R 3.25" 4-R	5.25"	
<b>RAYON DE GIRATION TRIPORTEURS<sup>4</sup></b>	N/D	33"	33"	36"	33"	N/D	42"	N/D	N/D	44.5"	N/D	N/D	50.38"	N/D	
<b>RAYON DE GIRATION QUADRIPORTEURS<sup>4</sup></b>	25.4" AVEC LA PALETTE PLATE-FORME	44"	44"	50.5"	44.75"	32"	54"	42"	59.9"	56.5"	66.25"	67.75" GAUCHE 66.75" DROITE	54"	82.5"	
<b>LONGUEUR/LARGEUR TRIPORTEURS<sup>4,12</sup></b>	N/D	37"/19.5"	37"/19.5"	42"/21.25"	39.75"/20.5"	N/D	45.25"/22.25"	N/D	N/D	47.5"/24"	N/D	N/D	46"/25.5"	N/D	
<b>LONGUEUR/LARGEUR QUADRIPORTEURS<sup>4,12</sup></b>	28.5" SANS LA PALETTE PLATE-FORME / 22.6"	39.5"/19.5"	39.5"/19.5"	43"/21.25"	41"/20.5"	37"/19"	47"/22.25"	46"/26"	47"/22.2"	48"/24"	47.5"/25.25"	53.25"/25.25"	46.9"/25.5"	56"/27.25"	
<b>HAUTEUR SIÈGE/SOL</b>	22"-23"	18.13"-20.13"	18.13"-20.13"	20.5"-22"	20.75"-22.25"	20.5"	20.5"-22"	23"-24.5"	24"-26"	22.5"-24"	22.75"-24.75"	24.75"-26.25"	22.5"-24.5"	26.25"-27.75"	
<b>TYPE DE SIÈGE (STANDARD)</b>	PLIABLE, COMPACT, LÉGER (18"X17") PIVOTANT À 5 NIVEAUX AVEC LEVIER	COMPACT, RABATTABLE (17"X17")	COMPACT, RABATTABLE (17"X17")	COMPACT, RABATTABLE (17"X17")	COMPACT, RABATTABLE (17"X17")	COMPACT, RABATTABLE (16"X13")	PLASTIQUE MOULÉ SUR GLISSIÈRES (18"X17")	PLASTIQUE MOULÉ SUR GLISSIÈRES (18"X17")	DOSSIER HAUT CRS14 DE LUXE, INCLINABLE SUR GLISSIÈRES, APPUI-BRAS AJUSTABLES EN HAUTEUR & APPUI-TÊTE (18" X 18")	DOSSIER HAUT CRS14 DE LUXE, INCLINABLE SUR GLISSIÈRES, APPUI-BRAS AJUSTABLES EN HAUTEUR & APPUI-TÊTE (18" X 18")	DOSSIER HAUT CRS14 DE LUXE, INCLINABLE SUR GLISSIÈRES, APPUI-BRAS AJUSTABLES EN HAUTEUR & APPUI-TÊTE (18" X 18")	DOSSIER HAUT CRS14 DE LUXE, INCLINABLE SUR GLISSIÈRES, APPUI-BRAS AJUSTABLES EN HAUTEUR & APPUI-TÊTE (18" X 18")	DOSSIER MEDIUM DE LUXE REMBOURRÉ (22"X18")	DOSSIER HAUT CRS14 DE LUXE, INCLINABLE SUR GLISSIÈRES, APPUI-BRAS AJUSTABLES EN HAUTEUR & APPUI-TÊTE (18" X 18")	
<b>POIDS (3/4 ROUES)<sup>3,4,14</sup></b>	67 LB	76 LBS / 80 LB	76 LBS / 80 LB	92.8 LBS / 99.2 LB	85.4 LBS / 87.4 LB	51.4 LB	133.5 LB / 137.5 LB	N/D / 150 LB	N/D / 179 LB	160 LB / 173 LB	N/D / 200 LB	N/D / 225 LB	171 LB / 176 LB	259.9 LB	
<b>HAUTEUR PLANCHER / SIÈGE</b>	N/D	15.75"-17.25"	15.75"-17.25"	17"-18"	16.25"-17.25"	13"	17.5"-19"	17.5"-19"	17"-19"	16.5"-18.5"	16.75"-18.75"	17"-18.75"	3R: 22.3"-22.6" 4R: 24.3"-24.6"	21"-22.5"	
<b>POIDS DES BATTERIES<sup>11</sup></b>	31 LB BOÎTIER DE BATTERIES	9 LB CHACUNE <sup>5</sup>	14 LB CHACUNE <sup>5</sup>	14 LB CHACUNE <sup>5</sup>	14 LB CHACUNE <sup>5</sup>	9 LB CHACUNE (PLOMB-ACIDE SCELLÉE / 5 LB CHACUNE (LITHIUM-ION))	24.5 LB CHACUNE / 32.5 LB CHACUNE	24.5 LB CHACUNE / 32.5 LB CHACUNE	24.5 LB CHACUNE / 32.5 LB CHACUNE	36.5 LB CHACUNE	24.5 LB CHACUNE / 32.5 LB CHACUNE	38 LB CHACUNE / 53 LB CHACUNE	38 LB CHACUNE (NF-22 (55 AH)) 24.5 LB CHACUNE (U-1)	70 LB CHACUNE (G31) 60 LB CHACUNE (G27) 53 LB CHACUNE (G24)	
<b>BATTERIES REQUISES<sup>7</sup></b>	(2) 18AH	(2) 12AH	(2) 18AH (INCLUDES)	(2) 18AH (INCLUDES)	(2) 18AH	(2) 12AH OU (1) 11.5 AH (LITHIUM-ION) (INCLUDES)	(2) U1 (INCLUDES) OU (2) 40AH <sup>16</sup>	(2) U1 (INCLUDES) OU (2) 40AH <sup>16</sup>	(2) U1 OU (2) 40AH	(2) NF-22	(2) U1 OU (2) 40AH	(2) NF-22 OU (2) GROUP 24 <sup>18</sup>	(2) NF-22 (INCLUDES) (2) U-1 (SIÈGE ÉLEVATEUR MOTORISÉ)	(2) GROUP 31 <sup>15</sup> , (110AH) (2) GROUP 27 (100AH) OU (2) GROUP 24 (75 AH)	
<b>AUTONOMIE PAR CHARGE (MAX)<sup>2,9</sup></b>	JUSQU'À 8.74 MILES	3-R: JUSQU'À 6.9 MILES 4-R: JUSQU'À 7.2 MILES	3-R: JUSQU'À 10.4 MILES 4-R: UP TO 9.7 MILES	3-R: JUSQU'À 12.7 MILES 4-R: JUSQU'À 12 MILES	3-R: JUSQU'À 9.44 MILES 4-R: JUSQU'À 10.5 MILES	JUSQU'À 12.5 MILES (LITHIUM-ION) JUSQU'À 9.3 MILES (PLOMB-ACIDE SCELLÉE)	JUSQU'À 15.5 MILES	JUSQU'À 11.1 MILES (AVEC U-1 BATTERIES)	JUSQU'À 16.16 MILES	JUSQU'À 17.99 MILES (3-W) JUSQU'À 18.97 MILES (4-W)	JUSQU'À 11 MILES	JUSQU'À 25 MILES	3W: JUSQU'À 18 MILES, U-1 (POWER ELEVATING SEAT) JUSQU'À 9.6 MILES 4-R: JUSQU'À 16 MILES	G31: JUSQU'À 31.83 MILES G27: JUSQU'À 29.51 MILES G24: JUSQU'À 22.13 MILES	
<b>TYPE DE CHARGEUR</b>	EXTERNE, 2A	EXTERNE, 2A	EXTERNE, 2A	EXTERNE, 2A	EXTERNE, 2A	EXTERNE, 2A (PLOMB-ACIDE SCELLÉE) EXTERNE, 2.5A (LITHIUM-ION)	EXTERNE, 3A (U-1) EXTERNE, 5A (40 AH)	EXTERNE, 3A (U-1) EXTERNE, 5A (40 AH)	EXTERNE, 5A	EXTERNE, 5A	EXTERNE, 5A	EXTERNE, 8A	EXTERNE, 5A	EXTERNE, 8A	
<b>SUSPENSION</b>	LIMITÉ	N/D	N/D	N/D	AVANT ET ARRIÈRE	N/D	N/D	N/D	AVANT ET ARRIÈRE	3-R ARRIÈRE / 4-R AVANT ET ARRIÈRE	ARRIÈRE	AVANT ET ARRIÈRE	3-R REAR / 4-R AVANT ET ARRIÈRE	AVANT ET ARRIÈRE	
<b>CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE</b>	300 LB	260 LB	300 LB	325 LB	300 LB	250 LB	400 LB	350 LB	400 LB	350 LB	350 LB	400 LB	500 LB	400 LB	
<b>COULEURS STANDARDS</b>	RUBY RED, SAPPHIRE BLUE, ROSE QUARTZ, CITRINE YELLOW, AMBER ORANGE, PEARL WHITE	ROUGE <sup>9</sup>	ROUGE, BLEU <sup>1</sup>	ROUGE, BLEU <sup>1</sup>	ROUGE, BLEU <sup>1</sup>	BLANC	ROUGE, BLEU	ROUGE, BLEU	ROUGE, BLEU	ROUGE, NOIR	ROUGE, NOIR	ROUGE, NOIR	ROUGE	ROUGE, ARGENT	
<b>PIÈCE LA PLUS LOURDE<sup>4</sup></b>	36 LB (ARRIÈRE)	29.5 LB (3-ROUES) (SECTION AVANT) 34 LB (4-ROUES) (SECTION AVANT)	29.5 LB (3-ROUES) (SECTION AVANT) 34 LB (4-ROUES) (SECTION AVANT)	35 LB (3-ROUES) (SECTION AVANT) 44 LB (4-ROUES) (SECTION AVANT)	34 LB (3-ROUES) (SECTION AVANT) 36.6 LB (4-ROUES) (SECTION AVANT)	51.4 LB (UNITÉ NON DÉMONTABLE - POIDS DE L'APPAREIL SANS LE COMPARTIMENT À BATTERIES)	54.5 LB (3-ROUES) (SECTION AVANT) 61 LB (4-ROUES) (SECTION AVANT)	55 LB (SECTION AVANT)	77.6 LB (SECTION AVANT)	61 LB (3-ROUES) (SECTION AVANT) 73 LB (4-ROUES) (SECTION AVANT)	83 LBS. (SECTION AVANT)	95 LBS. (SECTION AVANT)	76 LB (3-ROUES) (SECTION ARRIÈRE) 76 LB (4-ROUES) (SECTION ARRIÈRE)	205.5 LB CHÂSSIS COMPLET (UNITÉ NON DÉMONTABLE)	
	<b>DE VOYAGE</b>						<b>HYBRIDE (INT-EXT)</b>			<b>LUXUEUX HYBRIDE (INT-EXT)</b>			<b>ROBUSTE</b>		<b>LUXUEUX D'EXTÉRIEUR</b>

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.

CAFR-SC-E2E-3-7-17



[pridemobility.com](http://pridemobility.com)

