

LIT-PARC -2 galeries coulissantes-, RÉFÉRENCE 4708-00001



De 6 mois
à 4 ans

- Piètement en structure acier, sur 4 roulettes à frein Ø 100 mm ;
- Sommier GRILLAGE, **couchage 120 x 60 cm** (hauteur du sol = 86.50 cm) ;
- **Deux galeries coulissantes verticalement**, avec verrouillage automatique ;
- Espace maximum entre les barreaux = 6 cm ;
- Dispositifs pour fixation tige porte-sérum (droit et gauche)
- Position proclive (0 à 7°) ;
- FINITION EPOXY BLANC ;
- POIDS = 45 kg ;
- Taille maximum admissible de l'enfant = 1 m ;
- Poids maximum admissible de l'enfant = 25 kg ;
- **GARANTIE = 3 ANS.**

➤ **DIMENSIONS :**

- Longueur hors tout 127.50 cm
- Largeur hors tout 73.50 cm
- Hauteur hors tout 168 cm
- Hauteur sommier/galerie
 - Position haute 74.50 cm
 - Position basse 21 cm

➤ **OPTION**

**FINITION EPOXY AUTRES COULEURS
(OCEAN, SOLEIL ou COQUELICOT)**



Soleil



Océan



Coquelicot

➤ **ACCESSOIRE**

MATELAS pour LIT-PARC, référence 4000-00029

Dimensions : 120 x 60 cm, épaisseur 10 cm ;

Mousse densité 20 kg /m3 ;

Housse PVC imperméable (zippée sur 3 côtés), classe M1.

