



CHAMBRE À COUCHER



PRODUIT #8000

EZ ADJUST BEDRAIL

PERMET DE SE COUCHER ET DE SE LEVER PLUS FACILEMENT

- S'allonge de 66 cm à 91 cm et à 107 cm (de 26 po à 34 po et à 42 po) pour prévenir les chutes
- Le côté de lit pivote et s'éloigne du lit
- Comprend une pochette de rangement
- Capacité pondérale de 135 kg (300 lb)



PRODUIT #8051

30" SAFETY BEDRAIL WITH POUCH

LE CÔTÉ DE LIT PIVOTE ET S'ÉLOIGNE DU LIT

- Appui pour se lever + prévention des chutes
- Largeur du côté de lit : 76 cm (30 po)
- Capacité: supporte jusqu'à 180 kg (400 lb)
- Aussi offert sans la pochette (article no 8050)



PRODUIT #2041

BEDCANE

BARRE D'APPUI DISCRÈTE QUI PROCURE UN SOUTIEN POUR SE LEVER

- Poignée ergonomique
- Comprend une pochette de rangement
- Se plie pour les déplacements
- Capacité: supporte jusqu'à 150 kg (350 lbs)



PRODUIT #5850

MOBILITY BEDRAIL

LA POIGNÉE PIVOTANTE VOUS PERMET D'ALLER AU LIT ET D'EN SORTIR PLUS AISÉMENT

- Les pattes procurent un appui supplémentaire pour se lever
- La pochette à 4 compartiments
- Capacité: supporte jusqu'à 130 kg (300 lb)
- Aussi offert sans bras pivotant côté de lit stable (article no 5800)



CHAMBRE À COUCHER



PRODUIT #5100

BEDSIDE ECONORAIL

UN CÔTÉ DE LIT QUI VOUS SUIT PARTOUT

- La poignée pleine grandeur permet de se mettre au lit et d'en sortir facilement
- Pèse moins de 1 kg (2 lb) peut supporter 130 kg (300 lb)
- Portable – se transporte partout dans un étui de voyage chic
- Garde vox accessoires à portée de main gracie à sa pochette à 4 compartiments



PRODUIT #5000

BEDRAIL ADVANTAGE TRAVELER

LA POIGNÉE COMPACTE S'INSTALLE EN QUELQUES SECONDES POUR LES ESCAPADES DE FIN DE SEMAINE

- Comprend une pochette de rangement
- Se plie pour les déplacements
- Capacité: supporte jusqu'à 180 kg (400 lb)
- Se fixe au cadre du lit à l'aide d'une sangle de sécurité incluse



SALLE DE BAINS



PRODUIT #1100-W

SECURITY POLE & CURVE GRAB BAR

VOUS POUVEZ MAINTENANT INSTALLER UNE BARRE D'APPUI N'IMPORTE OÙ SANS VIS NI BOULONS

- Permet de s'asseoir et de se relever aisément
- Fixé par tension – ne laisse aucun trou ni marque sur les murs
- S'installe n'importe où dans la maison
- Capacité: supporte jusqu'à 130 kg (300 lb)
- Aussi offert en noir (article no 11000-B), ou sans barre d'appui (article no 1150-W ou 1150-B)



SALON



PRODUIT #2050

ASSIST-A-TRAY

2 EN 1 : PLATEAU D'APPUI PIVOTANT AVEC POIGNÉE DE LUXE

- Universel : convient à tous les fauteuils, sièges ou fauteuils releveurs
- Plateau pivotant polyvalent permettant de garder les objets utiles à portée de main
- Capacité: 110 kg (250 lb) Plateau: 13 kg (30 lb)
- Aussi offert sans le plateau accessoire pour barre d'appui CouchCane, article no 2001



PRODUIT #2600

OMNI TRAY

GRÂCE À LUI, NAVIGUEZ SUR L'INTERNET, MANGEZ VOS REPAS ET RELEVEZ-VOUS EN TOUT SÉCURITÉ DE VOTRE CANAPÉ, FAUTEUIL INCLINABLE OU FAUTEUIL RELEVEUR.

- Permet de vous asseoir et de vous relever
- Le plateau polyvalent pivote sur 360° et ne vous encombre pas lorsque vous n'en avez pas besoin
- Longueur et hauteur réglable



PRODUIT #2200

EZ STAND-N-GO

PARCE QUE VOUS POUVEZ AISÉMENT VOUS LEVER DE VOTRE CANAPÉ OU FAUTEUIL PRÉFÉRÉ

- Capacité: supporte jusqu'à 130 kg (300 lb)
- Universel – convient à tout canapé, fauteuil et fauteuil inclinable
- Poignées ergonomiques pour se lever aisément



PRODUIT #3000

LEVER EXTENDER

LE PROLONGATEUR PROCURE UN EFFET DE LEVIER POUR SOULEVER FACILEMENT LE REPOSE-JAMBE

- Allonge la poignée pour la rendre plus facilement accessible
- Convient à toutes les poignées de fauteuils inclinables
- L'effet matelassé protège la poignée
- Aucun outil additionnel requis



VOITURE



METRO CAR HANDLE PLUS

SORTEZ DE LA VOITURE FACILEMENT GRÂCE À UNE POIGNÉE D'APPOINT

- Convient à la plupart des gâches de porte de voiture
- Poignée ergonomique antidérapante
- Comprend une lampe de poche

PRODUIT #2082



CAR CADDIE

POIGNÉE D'APPOINT DEVANT VOUS POUR VOUS AIDER À SORTIR DE LA VOITURE

- S'installe en quelques secondes
- Convient à tous les cadres de fenêtre de voiture
- Longueur ajustable
- Poignée antidérapante

PRODUIT #2080



AIDES À LA VIE QUOTIDIENNE



Pèse seulement 8 lb et supporte jusqu'à 400 lb

EZ FOLD-N-GO WALKER

LE DÉAMBULATEUR LE PLUS LÉGER, CHIC ET PORTABLE AU MONDE

- Portable - Se plie facilement et rapidement et se range dans de petits espaces
- Les roues pivotantes de 6 po et les pieds arrière Easy-Glide
- Capacité: supporte jusqu'à 180 kg (400 lb)

- NOYER NOIX 4300-BW
- ROSE TENDRE 4300-RR
- BLEU COBALT 4300-CB



GREAT GRIPS

PERMET D'OUVRIER LES PORTES D'UN SIMPLE TOUCHER DU DOIGT

- Convient à la plupart des poignées de porte
- Comprend des bandes fluorescentes
- Option abordable pour remplacer les couvre-poignées

PRODUIT #310I (2 PACK)

www.stander.com

MEILLEURS VENDEURS DE STANDER



{Our Inspiration}

GRANDMA ESSIE

Après son 90e anniversaire, grand-mère Essie, une femme pleine d'entrain, l'esprit toujours aussi vigilant, sentait son autonomie la quitter. Certains membres de sa famille lui ont recommandé d'aller vivre dans un endroit mieux-adapte, mais Essie n'avait pas l'intention de quitter la maison en briques rouges dans laquelle elle avait élevé sa famille. Elle vieillissait, certes, mais elle n'était pas encore invalide. Voulant respecter les vœux de sa grand-mère, sa petite-fille Jan a conçu des produits pour répondre aux plus grands défis à sa mobilité. Ces produits ont restauré l'autonomie d'Essie et ont éventuellement mené à la création de Stander inc., dont les produits aujourd'hui permettent à des millions de famille dans le monde entier de conserver leur autonomie.



sales@stander.com

Soyez autonome.™

