

CARACTÉRISTIQUES

- Housse protectrice imperméable lavable
- Recouvrement de polyuréthane extensible dans les quatre sens
- Fermeture éclair à rabat contre infiltration de liquide
- Se nettoie sur place suivant le mode d'entretien
- Hautement résistante

COUSSIN PRÉVENTIF EVO-C VISCO SOUPLE

HOUSSE PROTECTRICE IMPERMÉABLE
ET LAVABLE

CAPACITÉ
PONDÉRALE
250 LB

MOUSSE DE SURFACE MÉMOIRE
HAUTE DENSITÉ EN VISCOSE

- Densité : 3,1 lb/pi³
- Compression : 12

HAUTEURS DISPONIBLES

- 2,5 po
- 3 po
- 4 po

COUCHE SUPPORT

- Densité : 2,6 lb/pi³
- Compression : 35

CONFIGURATIONS

- | | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| • 16 x 16 x 2,5 | • 16 x 16 x 3 | • 16 x 16 x 4 |
| • 17 x 17 x 2,5 | • 17 x 17 x 3 | • 17 x 17 x 4 |
| • 18 x 16 x 2,5 | • 18 x 16 x 3 | • 18 x 16 x 4 |
| • 18 x 18 x 2,5 | • 18 x 18 x 3 | • 18 x 18 x 4 |
| • 20 x 18 x 2,5 | • 20 x 18 x 3 | • 20 x 18 x 4 |

