

CARACTÉRISTIQUES

Oreiller avec un trou pour permettre le déchargement de l'oreille

- Diamètre du trou : 4 po

COUSSIN EVO DÉCHARGE DE L'OREILLE

HOUSSE PROTECTRICE IMPERMÉABLE, LAVABLE ET ANTIBACTÉRIENNE

- Recouvrement de polyuréthane extensible dans les quatre sens
- Fermeture éclair à rabat contre l'infiltration de liquide
- Se nettoie sur place suivant le mode d'entretien
- Hautement résistante

CAPACITÉ
PONDÉRALE
350 LB



COUCHE DE MOUSSE MÉMOIRE

- Hauteur : 2 po
- Densité : 3,1 lb/pi³
- Indice de compression : 11-13

CONFIGURATIONS

- 27,5 x 15,5 x 4,5
- Sur mesure également offert

