

Lit Tröst

Idéal pour les soins

Le lit Tröst pour soins de longue durée a une position base de 6.75" et une position haut de 30" afin de faciliter les soins. Réglage facile: la commande manuelle à 12 boutons et son contrôle infirmier intégré au pied de lit.

Les caractéristiques standards incluent :

- Télécommande à 12 boutons avec Trendelenburg, Trendelenburg renversé et position chaise
- Frein central à la section au pied
- Une roule avec mécanisme directionnelle à la section de tête
- Mécanisme à dégagement rapide pour tête et pied de lit
- Roues pivotantes verrouillables
- Pied de lit à cliquet
- Pare-chocs de protection des murs
- Butées de retention du matelas




En option

- Modèle 'Tröst Plus' expansion jusqu' à 42"
- Extension de longueur de 80" à 84"
- Un contrôle infirmier intégré
- Ridelle demi-longueur - interchangeable entre les sections tête et pied
- Barre d'appui - interchangeable entre les sections tête et pied
- Trapèze
- Tête et pied de lit de couleurs: nature ou bourgogne
- Chariot de transport
- Batterie de secours d'urgence

Frais de transport fixe

Ces lits de soins de longue durée sont faciles à expédier et à configurer. Que vous achetiez un (1) lit ou plus de dix (10), Permobil a une politique de frais fixe : demander à notre service à la clientèle pour plus d'information. Nous avons trois bureaux au Canada pour mieux vous servir.



Caractéristiques

Dimensions	Disponible en largeur de 35", 39" ou 42" et en longueur de 80" ou 84"
Poids du produit	250 lbs
Capacité de poids	600 lbs
Garanties	Cadre (10 ans), Éléments mécaniques (4 ans), Éléments électriques (2 ans), Produits en bois (1 an)

