

Le **PRO-MOVER500** de Pro-Aide Médic est une unité d'assistance au transfert, conçu pour l'utilisateur qui a la force et la stabilité pour se soulever et se soutenir dans son processus de déplacement.

Cette version améliorée du **PRO-MOVER400** offre une capacité de **500 lb**, des appui-genoux ajustables en hauteur et l'ouverture manuel de la base pour un accès facile à la plateforme.

Les fonctions de transport sont rapides, pratiques et nécessitent un minimum d'assistance du personnel soignant.

Les utilisateurs saisissent la barre du milieu et utilisent leur propre force pour se mettre en position debout.

Les 2 palettes rembourrées pivotent pour permettre à l'utilisateur de monter et descendre, puis se rabaisent à la position initiale formant un siège confortable et stable pour le transport.

CARACTÉRISTIQUES:

- Verrous aux palettes d'assise, pour plus de sécurité
- Base stable avec freins aux 4 roues
- Circule facilement dans les cadrages étroits

NOUVEAUTÉ

- Ouverture manuel de la base pour un accès facile lors des transferts
- Appui-Genoux rembourrés ajustables en hauteur

Code de produit: **PRO-MOVER500**

SPÉCIFICATIONS

Largeur hors-tout de l'empattement	25.4" - 34.7"
Hauteur Maximale	42.5"
Longueur hors-tout	35.3"
Hauteur de la base	4.2"
Roues avant / arrière	3"/4"
Capacité de poids	500 lb
Poids	82.5 lb
Conçu pour usagers	5.1" à 6.6"



Sangle de soutien optionnel
(Item: **PRO-UBELT**)



Le siège est rembourré et divisé en deux parties pivotantes vers l'extérieur du levier, permettant l'approche de l'utilisateur.



L'utilisateur agrippe la barre centrale et utilise sa propre force pour se lever, puis, lorsque les palettes du siège sont replacées, il peut s'asseoir pour être déplacé.

AVERTISSEMENT:

Pour éviter des blessures corporelles – Cet appareil est conçu pour l'assistance au transport de personnes d'environ 5,1" à 6,6".