

Le **PRO-TRANSFER330** de Pro-Aide Médic est une unité d'assistance au transfert, conçu pour des déplacements de très courte distance. Les fonctions de transfert sont rapides, pratiques et nécessitent un minimum d'effort de la part du personnel soignant. L'utilisateur saisie l'une des barres du cadre et utilise sa propre force pour se maintenir en position debout.

Dans le cas où une aide serait requise, des ceintures sont utilisées pour l'aider à se lever et se stabiliser. Ces ceintures peuvent être accrochées soit au pommeau central ou aux points de fixation sur les 2 côtés du levier. Ce verticalisateur, d'une capacité de poids de 330lbs, peut être utilisé par une clientèle de toutes tailles et tous gabarits grâce à son design multiprise au cadre et l'ajustement possible des appui-jambes qui se fait tant en hauteur, en largeur, qu'en angle.

CARACTÉRISTIQUES :

- Multiprise au cadre
- Possibilité d'installer des ceintures de support au cadrage et au pommeau
- Appui-jambes rembourrés pouvant être ajustés en hauteur, largeur et en angle
- Ancrages prévues pour sangle de talon
- Plateforme basse et stable pouvant pivoter sur elle-même
- Surface de la plateforme antidérapante
- Embouts protecteur de mur aux 4 coins de la plateforme
- Système de frein central
- Base profilée permettant une utilisation aux endroits très exigus:
Sous les chaises et fauteuils roulants, sous les lits, très près de la toilette, etc...

Code de produit: **PRO-TRANSFER330**

SPÉCIFICATIONS

Largeur hors-tout	22.8"
Longueur hors-tout	25.3"
Hauteur hors-tout	47"
Largeur de la plateforme avant	14.75"
Hauteur de la plateforme	1.85"
Roues central (2)	5"
Roulettes avant (2) et arrière (2)	1.4"
Hauteur plateforme au haut de l'appui-jambe	16.35" - 20.9"
Capacité de poids	330 lb

