

Fusion

Gamme APT

Fabriqué par



Alternance de la pression

Le système de matelas Fusion APT comprend plusieurs caractéristiques, comme des rebords pour les transferts, une housse matelassée et un fonctionnement silencieux. Il est conçu pour permettre un sommeil réparateur et des transferts sécuritaires sur une surface gonflée. Le matelas est doté d'un dispositif gonflable de 5 po qui procure une thérapie par alternance de la pression avec un véritable soulagement de la pression. Le matelas Fusion APT a aussi une fonction qui lui permet de rester gonflé pendant 24 heures advenant une panne d'électricité.

Options avancées de la pompe

Le patient peut trouver les réglages qui conviennent le mieux à ses besoins de confort et aux exigences du traitement grâce aux huit niveaux de confort réglables. La pompe Fusion est également dotée d'un cycle d'alternance 2 en 1 de 10 minutes pour assurer une protection maximale. Pour la tranquillité d'esprit, une alarme se déclenche si la pression du matelas tombe sous le seuil du réglage par défaut.

Transferts plus sécuritaires

Les rebords de 3 po de largeur du matelas Fusion APT facilitent les transferts et réduisent le risque de chutes et de piégeage au lit.



Spécifications

Dessus de housse	Haut : Housse matelassée Recovery 5 Base : Polyester recouvert d'une mince couche de PVC
Taille	80" x 36" x 6" (203 cm x 91.4 cm x 15.2 cm)
Poids du produit	20.6 lb (9.3 kg)
Poids maximum du patient	350 lb (158.8 kg)
Garantie	Garantie de 36 Mois