



Déambulateur Stride 3 en 1 noir : MHRL108BK



Minimum floor to handle height: 31"/79cm

Minimum seat to floor height: 18.5"/47cm

Maximum floor to handle height: 41"/104cm



Maximum seat to floor height: 22"/56cm

SPÉCIFICATION

Hauteur Du Siège Au Sol	minimum 18,5" - maximum 22"
Hauteur Du Sol À La Poignée	minimum 31" - maximum 41"
Dimensions Du Siège	11" P x 18,6" L
Roues Avant	dix"
Roues Arrières	8"
Capacité De Poids	300 livres
Poids	21 livres