

Lit Trost et Trost Plus



permobil

Spécifications

Limite de poids : La charge maximale d'utilisation sécuritaire du lit Trost et du lit Trost Plus est de 272 kg (600 lb). La charge maximale d'utilisation sécuritaire est le poids total (le poids de la personne, du matelas, de la tête de lit, du pied de lit, des barrières et des autres accessoires compris) réparti uniformément sur la plateforme du lit.

Dimensions de la plateforme TRÖST : 36" X 80

Poids : Le lit Trost pèse environ 120 kg (265 lb).

Le lit Trost Plus pèse environ 127 kg (281 lb).

Le poids varie selon les options et accessoires ajoutés.

Plage de hauteur de la plateforme : 18 à 76 cm (7 à 30 po)

Angle maximal du dossier : 65 degrés

Angle maximal entre la hanche et le genou : 30 degrés

Système électrique : 120 V, 60 Hz

|