

EVO^{MC}

COUSSIN COCCYX

CARACTÉRISTIQUES

- Coussin pour le dégagement du coccyx; existe en standard et sur mesure

HOUSSE PROTECTRICE IMPERMÉABLE, LAVABLE ET ANTIBACTÉRIENNE

- Recouvrement de polyuréthane extensible dans les quatre sens
- Fermeture éclair à rabat contre l'infiltration de liquide
- Se nettoie sur place suivant le mode d'entretien
- Hautement résistante

CAPACITÉ
PONDÉRALE
250 LB

VERSION SOUPLE

Couche supérieure

- Densité : 2,6 lb/pi³
- Indice de compression : 12

Couche inférieure

- Densité : 2,6 lb/pi³
- Indice de compression : 35

VERSION FERME

Couche supérieure

- Densité : 3 lb/pi³
- Indice de compression : 35-40

Couche inférieure

- Densité : 2,6 lb/pi³
- Indice de compression : 35

Dégagement : 5 x 5

CONFIGURATIONS

- | | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| • 16 x 16 x 2,5 | • 16 x 16 x 3 | • 16 x 16 x 4 |
| • 17 x 17 x 2,5 | • 17 x 17 x 3 | • 17 x 17 x 4 |
| • 18 x 16 x 2,5 | • 18 x 16 x 3 | • 18 x 16 x 4 |
| • 18 x 18 x 2,5 | • 18 x 18 x 3 | • 18 x 18 x 4 |
| • 20 x 18 x 2,5 | • 20 x 18 x 3 | • 20 x 18 x 4 |



Fabrique par :
LA FABRIQUE DU MATELAS
800, rue Bernard, Granby (QC) J2J 0H6

Distribué par :
2330-2029 Québec Inc. MEDICUS
2520, boulevard St-Joseph Est, bureau 100,
Montréal (QC) H1Y 2A2