

# mevo

## Libby

CHAISE ROULANTE PLIANTE ÉLECTRIQUE / FOLDING ELECTRIC WHEELCHAIR

*Couleurs disponibles*



Noir



<b>Seat Depth / Profondeur du siège</b>	16''
<b>Seat-to-Floor Height / Hauteur du siège par rapport au sol</b>	19''
<b>Overall Width / Largeur</b>	23.62''
<b>Overall Length / Longueur</b>	41.73''
<b>Overall Height / Hauteur</b>	35''
<b>Folded Depth / Profondeur plié</b>	28.35''
<b>Folded Height / Hauteur plié</b>	28''
<b>Folded Width / Largeur plié</b>	13.39''
<b>Ground Clearance / Hauteur au sol</b>	3''
<b>Front Wheel Size / Roue avant</b>	6''
<b>Rear Wheel Size / Roue arrière</b>	10''
<b>Back Height / Hauteur du dossier</b>	16''
<b>Turning Radius / Rayon de tournage</b>	35''
<b>Max Climbing Angle / Angle maximal</b>	6 degrees
<b>Battery Weight / Poids de la batterie</b>	4 lbs.

## Spécifications techniques

### *AUTONOMIE*

Jusqu'à **15 km\***

### *CAPACITÉ*

275 lb **125 kg**

### *DIMENSIONS*

24" x 42"

### *POIDS AVEC BATTERIE*

33 lbs

**15 kg**

### *VITESSE MAXIALE*

Jusqu'à **6.5 Km/h**

### *BATTERIE*

Jusqu'à **10.4 Ah**

\* L'autonomie de la batterie peut varier (vent, poids de l'utilisateur, pente, etc.)